

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

ALDOSAN

Instrumentendesinfektion 2000, 6 x 1 L

Artikelnummer: 59324 | Hersteller: Aldosan

PRODUKTBESCHREIBUNG



Effektive Desinfektion im Gesundheitswesen

Mit der Aldosan Instrumentendesinfektion 2000 steht ein leistungsstarkes Mittel zur Verfügung, das sich speziell für die Desinfektion von Medizinprodukten eignet. Dank der aldehydbasierten Formel überzeugt es durch eine umfassende Wirksamkeit gegen Bakterien, Pilze und Viren, einschliesslich des Poliovirus. Diese Eigenschaften machen es besonders im öffentlichen Gesundheitswesen zu einem unverzichtbaren Helfer.

Sichere Anwendung und hohe Kompatibilität

Durch seine Anwendung als Tauch- und Wischdesinfektionsmittel ist es flexibel einsetzbar. Das Instrumentendesinfektionsmittel zeichnet sich durch eine ausgeglichene pH-Wert-Spanne von 6.5 bis 7.5 aus, was eine schonende Nutzung auf verschiedenen Oberflächen ermöglicht. Trotzdem bleibt die volle Desinfektionskraft gegen diverse mikrobiologische Bedrohungen erhalten.

Optimierte Dosierung für zuverlässige Ergebnisse

Die präzise Dosierung von 0.1 l pro 10 l für bakterizide Wirkung und 0.2 l pro 10 l für viruzide Effekte gewährleistet eine effiziente Desinfektion innerhalb von nur 15 Minuten. Diese einfache Dosierung hilft dabei, die Effizienz und Effektivität sowohl im

hektischen Klinikalltag als auch in anderen Einrichtungen zu steigern.

Praktisch und wirtschaftlich in der Handhabung

In einer praktischen Verpackungseinheit von 6 x 1 Liter bietet diese Desinfektionslösung eine ökonomische Wahl für Einrichtungen mit hohem Durchlauf. Die kompakte Grösse erleichtert zudem die Lagerung und Handhabung, was sowohl Kosten als auch Aufwand langfristig reduziert.

SPEZIFIKATIONEN

LOSGRÖSSE 1	PH-WERT 6 - 7 7 - 8
PH-WERT 6.5 - 7.5	HERSTELLERLINK https://shop.wetrok.com/de-ch/chemie/desinfektion/instrumentendesinfektion-manuell/aldosan-2000/aldo
PRODUKTTYP Instrumentendesinfektionsmittel	GARANTIE 24
TEXTUR Flüssigkeit	VERPACKUNGSEINHEIT 6 x 1 Liter
ORIGINAL HERSTELLER NR. 16623	FARBE blau